

Omvänd Osmos AP.RO-MCR-90 Black för reduktion av samtliga lösta salter som exempelvis fluorid, natrium och klorid.

De unika funktionerna i AP.RO-MCR serien tillåter för en kontinuerlig tillverkning av stora mängder av hög kvalitet vatten.

AP.RO-MCR-serien är utrustad med högkvalitativa komponenter och har en robust platsbesparande design, energieffektiv drift och enkelt underhåll.



| | |
|--|-------------------------------|
| Återhämtning, beroande på temperatur | Up till 95 % |
| Systemkapacitet, beroande på vattnets temperatur | 90 liter |
| Antal membran | 2 st |
| Storlek (cm) | 700 x 450 x 900 |
| Maximum TDS, ppm | 1500 |
| Ström | 24VDC med adapter 220V, 50 Hz |

Lagringskärl 200 lt med pump (inte med på bilden)

Efter Omvänd Osmos ska vatten samlas i lagringskärl.



- Matnings pumps krävs för vidrare tryck till tryck tank

| | |
|----------|-------------------|
| Storlek | Ø 520 x höjd 1190 |
| Innehåll | 200 lt |